

FICHE TECHNIQUE

EQUIPEMENT : Table chauffante

MARQUE : DISON

REFERENCE : BN-100 standard

TABLE CHAUFFANTE DISON BN-100 STANDARDS

1. Description :

Cette table chauffante de pointe est conçue pour assurer un contrôle précis et fiable de la température des nouveau-nés en milieu médical. Grâce à une technologie avancée de servocommande et un microprocesseur performant, elle garantit un environnement optimal et sécurisé pour les soins néonataux. Son design ergonomique et ses fonctionnalités avancées permettent une surveillance continue et un accès facilité aux soins, offrant ainsi un confort optimal aux professionnels de santé et aux patients.

2. Caractéristiques Générales :

2.1 Technologie et Modes de Fonctionnement :

- Technologie avancée de régulation thermique assurant une stabilité optimale de la température.
- **Modes de fonctionnement contrôlés par microprocesseur :**
 - Préchauffage : Préparation optimale avant utilisation.
 - Manuel : Réglage personnalisé selon les besoins.
 - Automatique : Régulation intelligente et autonome de la température.
- **Minuteur intégré :** Permet d'enregistrer le temps de thérapie pour un suivi précis des traitements (APGAR).
- Plateau à cassette radiographique intégré sous le lit du nourrisson pour un accès rapide et efficace.

2.2 Systèmes de Contrôle et Affichage :

- **Affichage LED :**
 - Température de consigne,
 - Température de l'air,
 - Température de la peau du bébé,
 - Minuterie APGAR
 - Puissance de chauffage affichés séparément.

2.3 Sécurité et Protection :

- Système d'alarme sonore et visuelle pour garantir une sécurité maximale :
 - Panne de courant.
 - Déviation de température.
 - Défaillance du capteur de température.
 - Défaillance de la température cutanée.
 - Surchauffe.

FICHE TECHNIQUE

EQUIPEMENT : Table chauffante
MARQUE : DISON
REFERENCE : BN-100 standard

2.4 Ergonomie et Confort :

- Éclairage LED d'observation avec intensité réglable pour un confort visuel optimal.
- Tête de chauffage orientable horizontalement sur $\pm 90^\circ$ pour une flexibilité maximale.
- **Lit du nourrisson à inclinaison réglable**, permettant un ajustement précis selon les besoins cliniques.
- **Quatre protections transparentes pliables**, dotées de deux orifices pour perfusion, garantissant un environnement sécurisé et accessible.
- **Roues pivotantes avec freins**, facilitant le déplacement et garantissant une stabilité optimale lors de l'utilisation.
- **2 tiroirs intégrés**, offrant un espace de rangement pratique pour les accessoires et fournitures médicales.
- **2 plateau intégré** permettant le rangement des accessoires médicaux.

Conformité aux normes médicales en vigueur.

2.5 Connectivité:

- **Port RS232** pour la connexion aux systèmes externes et la transmission des données.
- **Sortie 220V 50VA** pour l'alimentation d'équipements médicaux supplémentaires.

3. Image du Produit :



FICHE TECHNIQUE

EQUIPEMENT : Table chauffante
MARQUE : DISON
REFERENCE : BN-100 standard

